



VOTRE AIDE AU MASSAGE CARDIAQUE

LORS D'UN ARRÊT CARDIAQUE, IL FAUT AGIR IMMÉDIATEMENT !

Quand le cœur s'arrête de battre, le cerveau n'est plus alimenté en oxygène, causant des dommages irréparables. Un massage cardiaque correct et immédiat peut éviter ces dommages et sauver des vies. Le Cardio First Angel vous permet de réaliser un massage cardiaque efficace, même sans connaissances préalables.

Feedback sonore qui rassure pour un massage efficace



La bonne position, la bonne fréquence et la bonne pression



Dans 100 % des arrêts cardiaques, il faut pratiquer le massage cardiaque avec ou sans DAE



100 % mécanique et facile à utiliser pour sauver des vies



Avec le Cardio First Angel, vous pouvez sauver des vies et réduire les séquelles à long terme s'il est utilisé dans les trois premières minutes.

QUE FAIRE LORS D'UN ARRÊT CARDIAQUE ?



1. Appeler les urgences au 112




2. Masser - 100-120 compressions/minute



3. Défibriller

Le Cardio First Angel émet un "clic" lorsque la pression adéquate est appliquée et un "clac" lors d'une décompression correcte, ce qui rassure l'utilisateur en lui confirmant qu'il agit correctement, réduisant ainsi considérablement son appréhension d'aider.



Informations techniques

- Dispositif médical de Classe I, certifié CE
- Uniquement utilisable sur des victimes de plus de 16 ans
- 100 % mécanique, pas de piles, pas de maintenance
- 2 ans de garantie
- Petit et léger - 130 grammes
- Monousage
- Calé selon les normes de l'ERC
- Validé par le fabricant de mannequins Brayden

